



Welch Allyn
Moniteur Connex® Spot

Moniteur Connex Spot de Welch Allyn

Envoi automatique de signes vitaux exacts à votre DSE depuis le point de service, pour une sécurité et des décisions cliniques améliorées.

Le moniteur auquel se fier pour l'obtention régulière des signes vitaux, le monitoring à intervalles et l'évaluation personnalisée. De plus, l'intégration du DSE permet aux cliniciens d'obtenir immédiatement les données dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin.

Améliore les résultats et la satisfaction des patients

- > Réduit les erreurs et les oublis de transcription en transférant automatiquement les signes vitaux du patient et les autres données directement dans le DSE
- > Champs personnalisables permettant d'entrer tous les détails au point de service, ce qui évite de devoir également entrer certaines données dans des ordinateurs
- > Compatible avec une vaste gamme de produits de nettoyage pour réduire les risques de contamination croisée
- > Technologies de paramètres à la tête de l'industrie, qui garantissent précision et performance sur un vaste éventail de patients

Support de gestion des accessoires d'alimentation avec technologie WhisperDrive™

- > Fonctions exclusives de gestion de l'alimentation qui assurent le fonctionnement de l'appareil même si le personnel du quart précédent a oublié de le recharger
- > Maniabilité plus douce et silencieuse grâce à la Technologie WhisperDrive qui permet de moins déranger le patient
- > Éclairage à DEL permettant aux cliniciens de travailler dans des pièces sombres sans déranger les patients
- > Petite surface de travail qui améliore l'ergonomie et constitue un lieu permanent pratique pour prendre des notes
- > Système d'organisation des accessoires pour éviter que les fils s'enchevêtrent et que les capteurs s'abîment
- > Rangement pour le matériel de nettoyage qui encourage à garder l'appareil propre

Concept évolutif qui contribue à protéger votre investissement

Avec son écran tactile configurable et d'utilisation facile, le moniteur Connex Spot est parfait pour les milieux médicaux et chirurgicaux. Et votre achat est déjà rentabilisé à long terme, grâce aux options de mise à niveau conçues pour assurer la sécurité des patients et améliorer leurs résultats :

- > SpO₂ Masimo®
- > SpO₂ Nellcor® Oximax™
- > SpO₂ Nonin®
- > Thermométrie Braun PRO 6000
- > Lecture de codes à barres
- > Compatibilité avec un vaste éventail de réseaux sans fil et de protocoles de sécurité
- > Accès aux mises à jour du logiciel à distance et aux accessoires USB





Améliore la satisfaction et la productivité du personnel

- > Conçu par des cliniciens pour renforcer l'efficacité et la satisfaction du personnel
- > Interface intuitive à écran tactile qui simplifie la formation et le fonctionnement
- > Guides à l'écran qui aident les débutants à naviguer dans les activités cliniques

Protège les renseignements du patient

- > Écran d'ouverture de session du clinicien en option pour limiter l'accès aux renseignements protégés sur la santé
- > Fonctions en option, comme les abréviations, qui contribuent à protéger les renseignements permettant d'identifier le patient lors de l'utilisation clinique
- > Suppression automatique des données du patient après leur envoi au DSE



Plus sûr pour le patient

- > Relève les chiffres du patient à son chevet afin que les cliniciens puissent noter et suivre les signes de détérioration de son état
- > Permet de télécharger jusqu'à trois protocoles déjà employés par l'établissement, comme MEWS ou d'autres calculs
- > Affiche les recommandations de l'établissement en fonction des chiffres du patient, afin d'accompagner les cliniciens dans les étapes suivantes et de leur permettre de prendre rapidement des décisions éclairées



Services du programme Partners in CareSM pour moniteur Connex Spot

Welch Allyn propose une gamme complète de services pour protéger l'investissement de votre organisation et afin que les cliniciens disposent de tous les moyens pour prendre des décisions éclairées en matière de soins.

- > **Solution unique de déploiement en entreprise** : à la réception, vos moniteurs sont déjà configurés selon vos paramètres.
- > **Service biomédical et formation à la réparation** : le personnel est habilité à entretenir et réparer les appareils sur place.
- > **Programmes de soutien** : couvre les pièces et les accessoires de rechange, ce qui assure un soutien rentable.
- > **Tableau de bord d'entretien** : surveillance proactive des appareils branchés, création de configurations et déploiement à distance.

Configurations possibles

MONITEUR CONNEX SPOT	7100	7400	7500
Paramètres			
PANI SureBP®	●	●	●
Thermométrie SureTemp® Plus	↑	● ↑	● ↑
Thermomètre auriculaire Braun PRO 6000	↑	● ↑	● ↑
SpO ₂ OxiMax Masimo ou Nellcor		●	●
SpO ₂ Nonin	↑		↑
Communications			
Wifi (Bluetooth®)		↑	●
USB, Ethernet	●	●	●
Accessoires			
Socle classique	↑	↑	↑
Socle APM	↑	↑	↑
Canal mural GCX	↑	↑	↑
Lecteur de codes à barres	↑	↑	↑

● Inclus

● En option

↑ Mise à niveau

ACCESSOIRES

7000-APM	Socle de gestion des accessoires d'alimentation Connex Spot
7000-MS3	Socle mobile classique Connex Spot
7000-GCX	Canal mural Connex Spot GCX pour installation VESA
6000-NC	Câble d'appel infirmière VSM 6000
7000-916HS	Lecteur de codes à barres HS1 2D
106275	Ensemble d'accessoires de connectivité avec câble USB
6000-50	Clé USB de configuration VSM 6000
7000-PS	Bloc d'alimentation (nécessaire en l'absence de socle ou de fixation murale)
BATT22	Batterie au lithium-ion CSM
BATT99	Batterie au lithium-ion pour socle APM +
4500-35	Tubulure pour pression artérielle avec FlexiPort (3 m)
7000-33	Tubulure pression artérielle avec FlexiPort (3 m)
LNCS-DCIP	Capteur pour doigt réutilisable Masimon pour enfant
D-YS	Capteur Nellcor Dura-Y®
D-YSPD	Capteur pour doigt Nellcor PediCheck® pour enfant (D-YS nécessaire)
2360-010	Capteur réutilisable Nonin pour enfant (2 m)
S1-CSM-5	CSM, programme de partenariat complet, 5 ans
S2-CSM-5	CSM, programme de partenariat Biomed, 5 ans
S4-CSM-5	CSM, prolongement de garantie, 5 ans

Plans de service de un et deux ans également offerts.

Welch Allyn Canada Ltd.
160 Matheson Boulevard East #2
Mississauga, Ontario L4Z 1V4
Canada
(Tel:) 1 800 561 8797 (Fax:) 1 905 890 0008

WelchAllyn®

WWW.WELCHALLYN.CA

© 2015 WELCH ALLYN MCI1976 80020060 VerA FC