



Welch Allyn
Moniteur Connex® Spot

Moniteur Connex Spot de Welch Allyn

Envoi automatique de signes vitaux exacts au DSE depuis le point de service, pour une meilleure productivité du personnel, de meilleurs résultats pour le patient et une réduction des risques.

Le seul moniteur auquel se fier pour un véritable transfert de données sans fil, des mesures précises des signes vitaux sur un vaste éventail de patients, et une compatibilité assurée avec les DSE d'aujourd'hui et de demain.

Lectures précises sur un vaste éventail de patients

- > Favorise le diagnostic précis de la pression artérielle sans ralentir vos activités, grâce à la technologie exclusive SureBP® avec calcul de la pression moyenne.
 - Une étude d'observation a démontré que 56 % des patients peuvent recevoir un diagnostic erroné d'hypertension après une seule lecture de leur pression artérielle.¹
- > Précision du SpO₂ dans des conditions difficiles (en mouvement, sur des doigts épais, sur une peau foncée, en cas de perfusion lente) grâce à la technologie d'oxymétrie de pouls Masimo SET® et Nonin PureSAT®.²

Améliore la précision des données, l'efficacité et la mobilité

- > Élimine les erreurs d'entrées de données dans les dossiers des patients grâce au transfert sans fil de signes vitaux.
- > Améliore l'efficacité du personnel qui n'a plus besoin d'entrer des données dans les dossiers des patients.
- > S'intègre facilement dans des espaces restreints sans contraintes dues aux fils et aux câbles.



Modèle configurable

pour personnaliser le moniteur en fonction des besoins associés à votre pratique

Conçu pour le cabinet médical, avec son écran tactile lumineux et d'utilisation facile. Faites votre choix parmi ces options pour obtenir le moniteur qui répond parfaitement à vos besoins :

Thermométrie

- Thermométrie SureTemp® Plus
- Thermomètre auriculaire Braun PRO 6000

Oxymétrie de pouls

- SpO₂ Masimo SET
- SpO₂ Nonin PureSAT
- SpO₂ Nellcor® OxiMax™

Socle mobile

- Socle de gestion des accessoires d'alimentation à batterie intégrée garantissant une fiabilité sans faille jusqu'à la fin des journées bien remplies
- Socle classique à panier en treillis

Partenariats DSE

pour une connectivité sur le long terme

- > Welch Allyn collabore étroitement avec les grands fournisseurs de DSE pour vous assurer une connectivité sans faille et vous aider à tirer le maximum de votre investissement.
- > Lorsque les DSE changeront, votre moniteur Connex Spot sera toujours compatible avec les dernières versions.

Protégez votre investissement en optant pour des programmes de service

- > **Programmes de partenariat complets Partners in CareSM** : couverture complète de services de réparation, protection des principaux accessoires et service annuel d'étalonnage en usine pour réduire les coûts et la complexité de l'entretien et du dépannage de vos moniteurs.
- > **Solution unique de déploiement en entreprise** : à la réception, vos moniteurs sont déjà configurés selon vos paramètres.

¹Robert Smith, MD. Blood pressure averaging methodology : Decreasing the rate of misdiagnosing hypertension. 2014.

²Nonin Medical. Patient conditions can be unpredictable. Pulse oximeter accuracy shouldn't be. 2014

Configurations possibles

MONITEUR CONNEX SPOT	7100	7300
Paramètres		
Pression artérielle SureBP	●	●
Moyenne de la pression artérielle	●	●
Thermométrie SureTemp Plus	●	●
Thermomètre auriculaire Braun PRO 6000	●	●
SpO ₂ OxiMax Masimo ou Nellcor		●
SpO ₂ Nonin	●	●
Communications		
Sans fil (Bluetooth®)		●
USB, Ethernet	●	●
Accessoires		
Socle classique	●	●
Socle de gestion des accessoires d'alimentation	●	●

● Inclus

● En option

ACCESSOIRES

7000-APM	Socle de gestion des accessoires d'alimentation Connex Spot
7000-MS3	Socle mobile classique Connex Spot
7000-GCX	Canal mural Connex Spot
7000-PS	Bloc d'alimentation (nécessaire en l'absence de socle ou de fixation murale)
BATT22	Batterie au lithium-ion pour moniteur Connex Spot
BATT99	Batterie au lithium-ion pour socle de gestion des accessoires d'alimentation
106275	Ensemble d'accessoires de connectivité avec câble USB
6000-50	Clé USB de configuration VSM 6000
4500-35	Tubulure pour pression artérielle avec FlexiPort (3 m)
7000-33	Tubulure pour pression artérielle pour nouveau-nés (3 m)
02895-100	Sonde rectale et puits de thermomètre SureTemp Plus
718584	Cordon de thermomètre auriculaire Braun PRO 6000
3278-010	Capteur réutilisable Nonin pour adulte (2 mètres)
2360-010	Capteur réutilisable Nonin pour enfant (2 mètres)
S1-CSM-5	Moniteur Connex Spot, programme de partenariat complet, 5 ans*
S2-CSM-5	Moniteur Connex Spot, programme de partenariat Biomed, 5 ans*

*Plans de service de un et deux ans également offerts.

Welch Allyn Canada Ltd.
160 Matheson Boulevard East #2
Mississauga, Ontario L4Z 1V4
Canada
(Tel:) 1 800 561 8797 (Fax:) 1 905 890 0008

WWW.WELCHALLYN.CA

© 2015 WELCH ALLYN MCI2029 80020061 VerA FC

WelchAllyn®